

Instrukcja mycia/dezynfekcji - poduszki zmywalnej

Poduszka nie powinna być prana. Materiał jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi środkami do mycia / dezynfekcji.

Standardowe mycie.

W przypadku, kiedy powierzchnia poduszki nie jest zanieczyszczona materiałem organicznym lub nie była używana przez pacjenta, u którego stosowano izolację kontaktową, wystarczy przetrzeć ją ściereczką nasączoną wodą z detergentem lub gotowymi chusteczkami z detergentem. Po umyciu poduszki należy ją wytrzeć do sucha.

Dezynfekcja

W przypadku stosowania poduszki przez pacjentów w izolacji kontaktowej należy zdezynfekować poduszkę poprzez przetarcie ściereczką nasączoną preparatami do dezynfekcji, z określonym spektrum działania wobec danego drobnoustroju.

U pacjentów, u których nie została określona w badaniach flora bakteryjna, należy po użyciu zdezynfekować poduszkę środkami dezynfekcyjnymi mającymi w składzie alkohol lub czwartorzędowe związki amoniowe, lub mieszaninę tych substancji, w stężeniu i czasie zalecanym przez producenta środka dezynfekcyjnego do dezynfekcji powierzchni.

W przypadku wizualnego zanieczyszczenia poduszki, należy ją przed dezynfekcją przetrzeć ściereczką nasączoną wodą z detergentem, tak żeby usunąć zanieczyszczenia, a następnie wytrzeć do sucha.

Dezynfekcja z zastosowaniem preparatów sporobójczych

W przypadku możliwości zanieczyszczenia powierzchni poduszki sporami należy stosować preparaty do dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego, chloru lub nadtlenu wodoru. Poduszkę należy przetrzeć ściereczką nasączoną danym preparatem, po wymaganym czasie kontaktu określonym przez producenta preparatu, poduszkę należy przetrzeć mokrą ściereczką, aby usunąć preparat do dezynfekcji, a następnie wytrzeć ją do sucha.

Zanieczyszczenie materiałem organicznym

W przypadku zanieczyszczenia poduszek krwią, ropą, moczem, kałem i innymi wydzielinami należy jak najszybciej umyć i zdezynfekować poduszkę. Stosowane stężenia powinny być zgodne z zaleceniami producenta preparatu do dezynfekcji w przypadku usuwania plam płynów organicznych. Poduszkę należy przetrzeć ściereczką nasączoną danym preparatem, po wymaganym czasie kontaktu określonym przez producenta preparatu, poduszkę należy przetrzeć mokrą ściereczką, aby usunąć preparat do dezynfekcji, a następnie wytrzeć ją do sucha.

W przypadku dezynfekcji zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta preparatu. **Materiał poduszki nie jest odporny na cięcie i należy go chronić przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.**